

Program Studi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162 Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448 Website: fisioterapi.ums.ac.id | E-mail: fisioterapi@ums.ac.id

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

INFRA RED

- 1. Hubungkan Kabel dengan Steker.
- 2. Hidupkan alat.
- 3. Atur waktu durasi 5-15menit (tergantung kondisi pasien).
- 4. Setelah 5 menit cek apakah ada keringat, bila ada di lap dengan tissue atau handuk.
- 5. Menanyakan pada pasien apakah ada keluhan subyektif (pusing,terlalu panas,mual).
- 6. Setelah selesai cabut kabel dari steker.

Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or