

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

TREADMILL

1. Tancapkan steker alat treadmill pada stop kontak.
2. Hidupkan treadmill dengan menekan tombol ON/OFF dibagian depan mesin.
3. Posisikan pasien berdiri diatas lintasan treadmill dengan berpegangan pada pegangan treadmill.
4. Tekan tombol start pada treadmill
5. Atur kecepatan sesuai dengan kebutuhan pasien
6. Apabila keadaan darurat pasien dapat menekan tombol darurat berwarna merah yang ada pada treadmill.
7. Setelah selesai digunakan, tekan tombol stop kemudian matikan treadmill
8. Cabut steker dari stop kontak.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or