

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

TILTING TABLE

1. Posisikan pasien tidur terlentang dengan posisi kaki lurus.
2. Ikatkan tali pengaman pada bagian kaki, perut dan badan pasien
3. Secara perlahan gerakkan bed tilting sampai pada posisi berdiri tegak
4. Kunci bed tilting supaya tidak kembali pada posisi tidur
5. Berikan batas waktu sesuai dengan kebutuhan pasien
6. Apabila sudah selesai digunakan, lepas ikatan pada pasien dan kembalikan bed tilting pada posisi tidur.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or