

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

TRAKSI BED

1. Tancapkan steker alat treadmill pada stop kontak.
2. Hidupkan bed traksi dengan menekan tombol ON/OFF dibagian depan mesin.
3. Posisikan pasien tidur terlentang dengan posisi kaki ditekuk pada penyangga.
4. Ikatkan tali pengaman pada area yang ingin dilakukan traksi
5. Kaitkan tali pengaman dengan tali yang ada pada mesin traksi
6. Atur penggunaan traksi meliputi tarikan, release tali, waktu pemakaian
7. Apabila keadaan darurat pasien dapat menekan tombol darurat pada bagian traksi.
8. Setelah selesai digunakan, tekan tombol stop kemudian matikan traksi
9. Cabut steker dari stop kontak.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or