

## **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

### **SHORT WAVE DIATHERMY(SWD)**

1. Memasang kabel pada steker.
2. Hidupkan alat.
3. Petugas Fisioterapi memasang electrode yang sesuai..
4. Petugas Fisioterapi mengecek alat apakah terasa hangat (pre pemanasan 5-10 menit).
5. Petugas Fisioterapi mengecek arus dengan lampu neon (sudah masuk/belum).
6. Petugas Fisioterapi memeriksa pasien dalam kondisi nyaman dan rilek di tempat tidur.
7. Petugas Fisioterapi memastikan area terapi bebas dari pakaian, implant metallic, pacemaker.
8. Petugas Fisioterapi memberikan alas handuk pada area yang akan dipasang electrode.
9. Petugas Fisioterapi mengatur durasi selama 10-15 menit dan spacing antar electrode 5-10 cm.
10. Apabila sudah selesai matikan alat.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or