

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

MICROWAVE DIATHERMY (MWD)

1. Hubungkan kabel dengan steker.
2. Nyalakan alat MWD.
3. Pre pemanasan alat 5-10 menit.
4. Fisioterapis melakukan cek alat apakah sudah terasa hangat.
5. Tempat nyaman dan rileks.
6. Area terapi bebas dari pakaian, implant metallic, pacemaker.
7. Jarak electrode ke pasien 5-10 cm.
8. Atur durasi 10-15 menit & spacing 5-10 cm.
9. Intensitas: sesuai toleransi pasien.
10. Menjelaskan pada pasien yang akan di rasakan pasien (hangat).
11. Setelah selesai jauhkan alat.
12. Matikan alat dan bereskan.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or