

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

WALKER

1. Ambil Walker.
2. Posisi pasien duduk dan walker berada didepan pasien.
3. Pasien berada ditengah walker.
4. Genggam pegangan pada walker.
5. Berdirikan pasien dengan cara pasien menggenggam walker kemudian berdiri.
6. Angkat walker dan langkahkan kaki yang sakit bersamaan dengan jatuhnya walker ketanah.
7. Setelah itu langkahkan kaki yang sehat.
8. Ulangi gerakan tersebut pada saat berjalan.
9. Kembalikan walker apabila selesai digunakan.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or