

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

BED PASIEN ELEKTRIK

1. Tancapkan steker bed elektrik pada Stop Kontak.
2. Pencet tombol ON pada bed elektrik.
3. Sesuaikan tinggi bed dengan tinggi terapis dengan menekan tombol naik pada remote.
4. Sesuaikan bagian kepala bed dengan menarik tuas gaspring keatas
5. Sesuaikan bagian kaki bed dengan menekan tombol pada remote.
6. Apabila bed sudah tidak digunakan matikan bed dan cabut steker.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or