

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

NEBULIZER

1. Hubungkan kabel dengan steker
2. Petugas menempatkan alat.
3. Isi nebulizer dengan aquades sesuai takaran.
4. Pastikan alat dapat berfungsi dengan baik.
5. Masukkan obat sesuai dosis.
6. Pasang masker pada pasien.
7. Hidupkan nebulizer dan minta pasien nafas dalam.
8. Matikan nebulizer setelah cairan habis.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or