

## **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

### **TRIPOT**

1. Ambil tripot.
2. Posisi pasien berdiri
3. Tempatkan tripot pada sisi yang sehat.
4. Genggam pegangan pada tripot.
5. Langkahkan kaki yang sakit bersamaan dengan tripot.
6. Setelah itu langkahkan kaki yang sehat.
7. Ulangi gerakan tersebut pada saat berjalan.
8. Kembalikan tripot apabila selesai digunakan.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or