

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

KRUK

1. Ambil salah satu ataupun sepasang kruk.
2. Posisi pasien berdiri
3. Tempatkan bantalan kruk pada bagian bawah ketiak.
4. Langkahkan kaki yang sakit bersamaan dengan salah satu kruk yang bersebrangan dengan kaki yang sakit.
5. Ulangi langkah nomer 4 untuk kaki yang sehat, begitu seterusnya.
6. Kembalikan kruk ketempat semula.



Kaprodi Fisioterapi

Farid Rahman, SSt.FT., Ftr., M.Or